

## IPR System

**Lösungen für die meisten Fälle** - Das ContactEZ IPR Strip-System bietet dem Zahnarzt präzise, einfach zu handhabende Instrumente für die meisten IPR-Anforderungen am Patienten

**Konturierte Kontakte** – Die hochwertigen Edelstahlstreifen sind flexibel genug, um die natürlichen Konturen der Zähne während der IPR zu erhalten und sich ihnen anzupassen. Sie sind trotzdem stark genug, um selbst die engsten Kontakte mühelos zu erreichen.

**Präzise** - In Verbindung mit den stufenförmigen Messlehren ermöglicht ContactEZ eine systematische, präzise Zahnschmelzentfernung ohne Einschneiden von Lippen, Zahnfleisch oder Wangen.



Das **ContactEZ IPR System** ist ein innovatives zahnmedizinisches Instrumentarium, das speziell für eine sichere, schnelle und einfache interproximale Reposition entwickelt wurde. Die flexiblen Dentalstrips sind ergonomisch gestaltet, patientenfreundlich und mit den Ihren Spezifikationen auf jedem Strip gekennzeichnet. Die ContactEZ Interproximal-Reduktionsstreifen machen die IPR sicherer und präziser, ohne scharfe Kanten zu erzeugen oder Lippen und Zahnfleisch zu schneiden. Diese Streifen wurden für die Verwendung mit Clear-Alignern und für kieferorthopädische Behandlungen entwickelt und verhindern die übermäßige Abtragung des Zahnschmelzes und maximieren den Komfort und die Sicherheit des Patienten. Autoklavierbar und wiederverwendbar.

### IPR Strip System



**Yellow Starter**

0.07 mm  
Einseitig. Extrafein diamantiert. Bezahnt  
**Art. Nr.** 32108 8 Stk., 32132 32 Stk.



**Red Eröffner**

0.12 mm  
Doppelseitig. Mittlere Diamantierung  
**Art. Nr.** 32408 8 Stk., 32432 32 Stk.



**Blue Erweiterer**

0.15 mm  
Doppelseitig. Grob diamantiert  
**Art. Nr.** 32508 8 Stk., 32532 32 Stk.



**Green Extra-Breit**

0.20 mm  
Doppelseitig. Grob diamantiert  
**Art. Nr.** 32608 8 Stk., 32632 32 Stk.

### IPR PLUS Strip System



**Clear Opener**

0.10 mm  
Einseitig mittel-fein diamantiert, bezahnt  
**Art. Nr.** 32208 8 Stk., 32232 32 Stk.



**Cyan Opener**

0.15 mm  
Einseitig mittel-grob diamantiert  
**Art. Nr.** 32308 8 Stk., 32332 32 Stk.



**Purple Widener**

0.25 mm  
Beidseitig grob diamantiert  
**Art. Nr.** 32708 8 Stk., 32732 32 Stk.



**Brown Widener**

0.30 mm  
Beidseitig grob diamantiert  
**Art. Nr.** 32808 8 Stk., 32832 32 Stk.



**Mint Widener**

0.35 mm  
Beidseitig grob diamantiert  
**Art. Nr.** 36608 8 Stk., 36632 32 Stk.



**Aqua Widener**

0.40 mm  
Beidseitig grob diamantiert  
**Art. Nr.** 32708 8 Stk., 32732 32 Stk.



**Turquoise Widener**

0.45 mm  
Beidseitig grob diamantiert  
**Art. Nr.** 36808 8 Stk., 36832 32 Stk.



**Teal Widener**

0.50 mm  
Beidseitig grob diamantiert  
**Art. Nr.** 32908 8 Stk., 32932 32 Stk.

**Art. Nr. Produktbeschreibung**


32008 IPR Assorted (0.07mm - 0.20mm) Small, 2 Yellow, 2 Red, 2 Dark Blue, 2 Green. 8 Stk.

32024 IPR Rainbow Set (0.07mm - 0.50mm) 3 Yellow, 3 Red, 3 Blue, 3 Green, 2 Clear, 2 Cyan, 2 Purple, 2 Brown, 1 Mint, 1 Aqua, 1 Turquoise, 1 Teal. 24 Stk.

## Restorative Strip System

Das dreistufige **ContactEZ Restorations-Strip System** bietet Ihnen einen einfachen und effektiven Weg zur Fertigstellung einer Krone, indem es den Finish-Prozess in drei einfache Schritte unterteilt: **Anpassen**, **Reinigen** und **Polieren**.

Autoklavierbar und wiederverwendbar.



Art. Nr.	Produktbeschreibung
31008	<b>ContactEZ Restorative Strip System Assorted.</b> 8 Stk. 2 Black, 1 Orange, 1 Grey, 2 White, 2 Blue
31040	<b>ContactEZ Restorative Strip System Assorted.</b> 40 Stk. 8 Black, 8 Orange, 8 Grey, 8 White, 8 Blue
31023	<b>ContactEZ Restorative Signature Set.</b> 24 Stk. 1 Clear LAB, 1 Cyan LAB, 3 Black, 3 Orange, 2 Grey, 3 White, 3 Blue, 2 Gold, 2 Copper, 2 Blue Narrow, 2 Pink

### Anpassen



**Black** - Diamond Strip  
Einseitig beschichtet. Fein diamantiert  
**Art. Nr.** 31108 8 Stk., 31132 32 Stk.



**Orange** - Serrated Diamond Strip  
Einseitig. Extrafein diamantiert.  
Beidseitig bezahnt  
**Art. Nr.** 31208 8 Stk., 31232 32 Stk.

### Reinigen



**White** - keine Säge  
Beidseitig bezahnt. Nicht diamantiert  
**Art. Nr.** 31408 8 Stk., 31432 32 Stk.



**Blue** - grobe Säge  
Beidseitig bezahnt. Nicht diamantiert  
**Art. Nr.** 31508 8 Stk., 31532 32 Stk.

### Polieren



**Grey** - Feiner Polier Strip  
Einseitig beschichtet. Ultra-Fein diamantiert  
**Art. Nr.** 31308 8 Stk., 31332 32 Stk.

## Subgingival Strip

Das **Subgingival-Strip System** wurde entwickelt, um sorgfältig und bequem schwer zugängliche subgingivale Ränder und Überstände zu entfernen und die Oberfläche zu polieren, um ein natürliches Finish wiederherzustellen. Dieses System wurde speziell für den Zugang zum subgingivalen Bereich entwickelt, um die Entfernung von Überhängen zu vereinfachen und gleichzeitig eine Schädigung des Zahnfleischgewebes und der Lippen des Patienten zu vermeiden. Darüber hinaus sind diese ultraschmalen Strips perfekt geeignet, um Zementreste im subgingivalen Bereich des Interproximalraums nach der Zementierung einer Krone zu beseitigen. Autoklavierbar und wiederverwendbar.



Art. Nr.	Produktbeschreibung
33108	<b>ContactEZ Subgingival Strip System Assorted.</b> 8 Stk. 2 Blue, 3 Gold, 3 Copper
33124	<b>ContactEZ Subgingival Strip System Assorted.</b> 24 Stk. 8 Blue, 8 Gold, 8 Copper



**Gold**, 0.09 mm  
Einseitig beschichtet.  
Mittlere Diamantierung  
**Art. Nr.** 33408 8 Stk., 33432 32 Stk.



**Blue**, 0.07 mm  
Nicht diamantiert, beidseitig bezahnt  
**Art. Nr.** 33708 8 Stk., 33732 32 Stk.



**Copper**, 0.06 mm  
Einseitig beschichtet.  
Extra-Fein diamantiert  
**Art. Nr.** 33608 8 Stk., 33632 32 Stk.

## Hygienist Strip

Entfernt Verfärbungen und reinigt proximale Kontaktflächen ohne dabei die Schmelzoberflächen zu beschädigen. Der **ContactEZ Hygiene Strip** ist ein innovativer, hochpräziser Dental-Strip zur Entfernung von äußerlichen Verfärbungen und Plaque sowie von interproximalen Oberflächen, ohne dabei den Zahnschmelz zu beschädigen. Die nicht-abrasiven, flexiblen Strips aus rostfreiem Stahl reinigen proximale Kontaktflächen von hartnäckigen Verfärbungen durch Kaffee, Tee, Tabak und Rotwein. Sie sind schnell, sparen dem Behandler Zeit am Behandlungsstuhl und sorgen so für hohen Patientenkomfort. Autoklavierbar und wiederverwendbar.



**Pink**  
Perforiert, Edelstahl  
**Art. Nr.** 35108 8 Stk., 35132 32 Stk.

35008 **ContactEZ Hygienist Removal Kit**  
2 Subgingival Blue, 2 Subgingival Copper,  
2 Subgingival Gold, 2 Hygienist Strips. 8 Stk.

Video: ContactEZ  
In der Praxis mit Cecilia Ömo

