

ContacEZ Strips IPR System

Lösungen für die meisten Fälle - Das ContacEZ IPR Strip-System bietet dem Zahnarzt präzise, einfach zu handhabende Instrumente für die meisten IPR-Anforderungen am Patienten

Konturierte Kontakte – Die hochwertigen Edelstahlstreifen sind flexibel genug, um die natürlichen Konturen der Zähne während der IPR zu erhalten und sich ihnen anzupassen. Sie sind trotzdem stark genug, um selbst die engsten Kontakte mühelos zu erreichen.

Präzise - In Verbindung mit den stufenförmigen Messlehren ermöglicht ContacEZ eine systematische, präzise Zahnschmelzentfernung ohne Einschneiden von Lippen, Zahnfleisch oder Wangen.



Das **ContacEZ IPR Strips System** ist ein innovatives zahnmedizinisches Instrumentarium, das speziell für eine sichere, schnelle und einfache interproximale Reposition entwickelt wurde. Die flexiblen Dentalstrips sind ergonomisch gestaltet, patientenfreundlich und mit den Ihren Spezifikationen auf jedem Strip gekennzeichnet. Die ContacEZ Interproximal-Reduktionsstreifen machen die IPR sicherer und präziser, ohne scharfe Kanten zu erzeugen oder Lippen und Zahnfleisch zu schneiden. Diese Streifen wurden für die Verwendung mit Clear-Alignern und für kieferorthopädische Behandlungen entwickelt und verhindern die übermäßige Abtragung des Zahnschmelzes und maximieren den Komfort und die Sicherheit des Patienten. Autoklavierbar und wiederverwendbar.

ContacEZ IPR Strip System



Yellow Starter

0.07 mm
Einseitig. Extrafein diamantiert. Bezahnt
Art. Nr. 32108 8 Stk., 32132 32 Stk.



Red Eröffner

0.12 mm
Doppelseitig. Mittlere Diamantierung
Art. Nr. 32408 8 Stk., 32432 32 Stk.



Blue Erweiterer

0.15 mm
Doppelseitig. Grob diamantiert
Art. Nr. 32508 8 Stk., 32532 32 Stk.



Green Extra-Breit

0.20 mm
Doppelseitig. Grob diamantiert
Art. Nr. 32608 8 Stk., 32632 32 Stk.

ContacEZ Strip IPR PLUS System



Clear Opener

0.10 mm
Einseitig mittel-fein diamantiert, bezahnt
Art. Nr. 32208 8 Stk., 32232 32 Stk.



Cyan Opener

0.15 mm
Einseitig mittel-grob diamantiert
Art. Nr. 32308 8 Stk., 32332 32 Stk.



Purple Widener

0.25 mm
Beidseitig grob diamantiert
Art. Nr. 32708 8 Stk., 32732 32 Stk.



Brown Widener

0.30 mm
Beidseitig grob diamantiert
Art. Nr. 32808 8 Stk., 32832 32 Stk.



Mint Widener

0.35 mm
Beidseitig grob diamantiert
Art. Nr. 36608 8 Stk., 36632 32 Stk.



Aqua Widener

0.40 mm
Beidseitig grob diamantiert
Art. Nr. 36708 8 Stk., 36732 32 Stk.



Turquoise Widener

0.45 mm
Beidseitig grob diamantiert
Art. Nr. 36808 8 Stk., 36832 32 Stk.



Teal Widener


0.50 mm
Beidseitig grob diamantiert
Art. Nr. 36908 8 Stk., 36932 32 Stk.

Art. Nr.	Produktbeschreibung
32008	IPR Assorted (0.07mm - 0.20mm) Small, 2 Yellow, 2 Red, 2 Dark Blue, 2 Green. 8 Stk.
32024	IPR Rainbow Set (0.07mm - 0.50mm) 3 Yellow, 3 Red, 3 Blue, 3 Green, 2 Clear, 2 Cyan, 2 Purple, 2 Brown, 1 Mint, 1 Aqua, 1 Turquoise, 1 Teal. 24 Stk.

ContacEZ Strips Restorative System

Das dreistufige **ContacEZ Restorations-Strip System** bietet Ihnen einen einfachen und effektiven Weg zur Fertigstellung einer Krone, indem es den Finish-Prozess in drei einfache Schritte unterteilt: **Anpassen**, **Reinigen** und **Polieren**.

Autoklavierbar und wiederverwendbar.



Art. Nr.	Produktbeschreibung
31008	ContacEZ Strips Restorative System Assorted. 8 Stk. 2 Black, 1 Orange, 1 Grey, 2 White, 2 Blue
31040	ContacEZ Strips Restorative System Assorted. 40 Stk. 8 Black, 8 Orange, 8 Grey, 8 White, 8 Blue
31023	ContacEZ Restorative Signature Set. 22 Stk. 3 Black, 3 Orange, 2 Grey, 3 White, 3 Blue, 2 Gold, 2 Copper, 2 Blue Narrow, 2 Pink

Anpassen



Black - Diamond Strip
Einseitig beschichtet. Fein diamantiert
Art. Nr. 31108 8 Stk., 31132 32 Stk.



Orange - Serrated Diamond Strip
Einseitig. Extrafein diamantiert.
Beidseitig bezahnt
Art. Nr. 31208 8 Stk., 31232 32 Stk.

Reinigen



White - keine Säge
Beidseitig bezahnt. Nicht diamantiert
Art. Nr. 31408 8 Stk., 31432 32 Stk.



Blue - grobe Säge
Beidseitig bezahnt. Nicht diamantiert
Art. Nr. 31508 8 Stk., 31532 32 Stk.

Polieren



Grey - Feiner Polier Strip
Einseitig beschichtet. Ultra-Fein
diamantiert
Art. Nr. 31308 8 Stk., 31332 32 Stk.

ContacEZ Strips Subgingival System

Das **Subgingival-Strip System** wurde entwickelt, um sorgfältig und bequem schwer zugängliche subgingivale Ränder und Überstände zu entfernen und die Oberfläche zu polieren, um ein natürliches Finish wiederherzustellen. Dieses System wurde speziell für den Zugang zum subgingivalen Bereich entwickelt, um die Entfernung von Überhängen zu vereinfachen und gleichzeitig eine Schädigung des Zahnfleischgewebes und der Lippen des Patienten zu vermeiden. Darüber hinaus sind diese ultraschmalen Strips perfekt geeignet, um Zementreste im subgingivalen Bereich des Interproximalraums nach der Zementierung einer Krone zu beseitigen. Autoklavierbar und wiederverwendbar.



Art. Nr.	Produktbeschreibung
33108	ContacEZ Strips Subgingival System Assorted. 8 Stk. 2 Blue, 3 Gold, 3 Copper
33124	ContacEZ Strips Subgingival System Assorted. 24 Stk. 8 Blue, 8 Gold, 8 Copper



Gold
Einseitig beschichtet.
Mittlere Diamantierung
Art. Nr. 33408 8 Stk., 33432 32 Stk.



Blue
Nicht diamantiert, beidseitig bezahnt
Art. Nr. 33708 8 Stk., 33732 32 Stk.



Copper
Einseitig beschichtet.
Extra-Fein diamantiert
Art. Nr. 33608 8 Stk., 33632 32 Stk.

ContacEZ Strips Hygienist System

Entfernt Verfärbungen und reinigt proximale Kontaktflächen ohne dabei die Schmelzoberflächen zu beschädigen. Der **ContacEZ Hygiene Strip** ist ein innovativer, hochpräziser Dental-Strip zur Entfernung von äußerlichen Verfärbungen und Plaque sowie von interproximalen Oberflächen, ohne dabei den Zahnschmelz zu beschädigen. Die nicht-abrasiven, flexiblen Strips aus rostfreiem Stahl reinigen proximale Kontaktflächen von hartnäckigen Verfärbungen durch Kaffee, Tee, Tabak und Rotwein. Sie sind schnell, sparen dem Behandler Zeit am Behandlungsstuhl und sorgen so für hohen Patientenkomfort. Autoklavierbar und wiederverwendbar.



Pink
Perforiert, Edelstahl
Art. Nr. 35108 8 Stk., 35132 32 Stk.

35008 **ContacEZ Hygienist Removal Kit**
2 Subgingival Blue, 2 Subgingival Copper,
2 Subgingival Gold, 2 Hygienist Strips. 8 Stk.

Video: ContacEZ
In der Praxis mit Cecilia Ömo

