

IPR System

Soluciones para la mayoría de los casos – Con las tiras **ContacEZ IPR** el odontólogo dispone de tiras dentales para la reducción interproximal, fáciles de usar y adaptadas a la mayoría de los casos.

Contornos naturales – Las tiras en acero inoxidable son flexibles para preservar y ajustarse a los contornos naturales de los dientes durante la reducción interproximal, aunque son también lo suficientemente rígidas y serradas para acceder sin esfuerzo a los espacios interproximales muy estrechos.

Precisión – En combinación con el medidor de espesor ContacEZ las tiras ContacEZ facilitan una eliminación sistemática y precisa sin cortar labios, encías ni mejillas.



El sistema **ContacEZ IPR** es un conjunto de tiras dentales específicamente diseñadas para que la reducción interproximal sea segura, rápida y sencilla. Diseñadas para un uso con alineadores transparentes y tratamientos de ortodoncia, estas tiras evitan la eliminación excesiva de esmalte y maximizan la comodidad y seguridad del paciente. Las tiras dentales ContacEZ tienen un diseño ergonómico; además en cada tira viene indicado el espesor de la tira y si viene con granulometría por una cara (S) o dos caras (D). Con ContacEZ la reducción interproximal es más segura y precisa sin crear esquinas afiladas ni cortar labios y encías. Son reutilizables y autoclavables.

IPR Strip System



Yellow Starter

0.07 mm
Single-Sided. Extra-Fine Diamond. Serrated
Prod No: 32108 8 pcs, 32132 32 pcs



Red Opener

0.12 mm
Double-Sided. Medium Diamond
Prod No: 32408 8 pcs, 32432 32 pcs



Blue Widener

0.15 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 32508 8 pcs, 32532 32 pcs



Green Extra-Widener

0.20 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 32608 8 pcs, 32632 32 pcs

IPR PLUS Strip System



Clear Opener

0.10 mm
Single-Sided. Med-Fine Diamond. Serrated
Prod No: 32208 8 pcs, 32232 32 pcs



Cyan Opener

0.15 mm
Single-Sided. Medium Coarse Diamond
Prod No: 32308 8 pcs, 32332 32 pcs



Purple Widener

0.25 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 32708 8 pcs, 32732 32 pcs



Brown Widener

0.30 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 32808 8 pcs, 32832 32 pcs



Mint Widener

0.35 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 36608 8 pcs, 36632 32 pcs



Aqua Widener

0.40 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 32708 8 pcs, 32732 32 pcs



Turquoise Widener

0.45 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 36808 8 pcs, 36832 32 pcs



Teal Widener

0.50 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 32908 8 pcs, 32932 32 pcs


Prod No Product Description

32008 IPR Assorted (0.07mm - 0.20mm) Small, 2 Yellow, 2 Red, 2 Dark Blue, 2 Green. 8 pcs

32024 IPR Rainbow Set (0.07mm - 0.50mm) 3 Yellow, 3 Red, 3 Blue, 3 Green, 2 Clear, 2 Cyan, 2 Purple, 2 Brown, 1 Mint, 1 Aqua, 1 Turquoise, 1 Teal. 24 pcs

Restorative Strip System

El sistema de tres pasos **ContactEZ Restorative Strip System** ofrece una forma fácil y eficaz de finalizar el asentamiento de una corona dentro de la boca en 3 etapas: 1/ ajuste del punto de contacto interproximal, 2/ Limpieza de los excesos de cemento y 3/ Pulido. Son reutilizables y autoclavables.



Prod No | **Product Description**

- 31008 **ContactEZ Restorative Strip System Assorted.** 8 pcs
2 Black, 1 Orange, 1 Grey, 2 White, 2 Blue
- 31040 **ContactEZ Restorative Strip System Assorted.** 40 pcs
8 Black, 8 Orange, 8 Grey, 8 White, 8 Blue
- 31023 **ContactEZ Restorative Signature Set.** 24 pcs
1 Clear LAB, 1 Cyan LAB, 3 Black, 3 Orange, 2 Grey, 3 White, 3 Blue, 2 Gold, 2 Copper, 2 Blue Narrow, 2 Pink

Ajuste



Black - Diamond Strip
Single-Sided. Fine Diamond
Prod No: 31108 8 pcs, 31132 32 pcs



Orange - Serrated Diamond Strip
Single-Sided. Extra-Fine Diamond
Double Serrated
Prod No: 31208 8 pcs, 31232 32 pcs

Limpieza



White - Gentle Saw
Double Serrated. No Diamond
Prod No: 31408 8 pcs, 31432 32 pcs



Blue - Heavy Duty Saw
Double Serrated. No Diamond
Prod No: 31508 8 pcs, 31532 32 pcs

Pulido



Grey - Final Polishing Strip
Single-Sided. Ultra-Fine Diamond
Prod No: 31308 8 pcs, 31332 32 pcs

Subgingival Strip

El sistema **Subgingival Strip** está diseñado para eliminar de forma precisa los voladizos subgingivales de difícil acceso y pulir la superficie con un acabado natural. Con tiras flexibles más estrechas, este sistema está especialmente diseñado para acceder a la zona subgingival, y eliminar el exceso de cemento del espacio interproximal tras la cementación de la corona, sin dañar la encía y los labios. La tira Gold, permite reducir o contornear, con una zona de seguridad central no abrasiva que protege el punto de contacto. Son reutilizables y autoclavables.



Prod No | **Product Description**

- 33108 **ContactEZ Subgingival Strip System Assorted.** 8 pcs
2 Blue, 3 Gold, 3 Copper
- 33124 **ContactEZ Subgingival Strip System Assorted.** 24 pcs
8 Blue, 8 Gold, 8 Copper



Gold, 0.09 mm
Single-Sided. Medium Diamond
Prod No: 33408 8 pcs, 33432 32 pcs



Blue, 0.07 mm
No Diamond. Double Serrated
Prod No: 33708 8 pcs, 33732 32 pcs



Copper, 0.06 mm
Single-Sided. Extra-Fine Diamond
Prod No: 33608 8 pcs, 33632 32 pcs

Hygienist Strip

Estas tiras están diseñadas para eliminar las manchas y placa interproximal de difícil acceso, de manera precisa y sin dañar el esmalte. Este sistema de tiras perforadas, flexibles y no abrasivas, en acero inoxidable, permiten eliminar las manchas de café, té, tabaco y vino tinto de manera rápida y segura: garantiza la satisfacción del paciente y ahorra tiempo en el sillón del higienista y / o odontólogo. Son reutilizables y autoclavables.



Pink
Perforated. Stainless Steel
Prod No: 35108 8 pcs, 35132 32 pcs

- 35008 **ContactEZ Hygienist Removal Kit**
2 Subgingival Blue, 2 Subgingival Copper,
2 Subgingival Gold, 2 Hygienist Strips. 8 pcs

Video: ContactEZ
En la clínica con Cecilia Ömo



Para más información contacta

Anne Graf Cache, Area Sales Manager, España, Francia, Belgica, Portugal.
Por mail anne.graf.cache@directadental.com o por whatsapp 00 33 7 67 30 71 38