

IPR System

Solutions pour la plupart des cas – Avec le **ContactEZ IPR Strip System**, les dentistes disposent d'un système pour la réduction interproximale, facile à utiliser et adapté à la majorité des cas cliniques.

Contours naturels – Les strips en acier inoxydable sont flexibles pour préserver et épouser les contours naturels des dents pendant les réductions interproximales. Ils sont également suffisamment rigides pour accéder sans effort dans les cas de contacts interproximaux très serrés.

Précis – Associé à la Jauge de mesure ContacEZ le ContacEZ IPR Strip System offre une réduction amélaire méthodique sans risque de couper les lèvres, les gencives ou les lèvres.



ContactEZ IPR Strip System est un système qui rend la réduction interproximale sûre, rapide et facile. Ces strips dentaires flexibles au design ergonomique, sont agréables pour le patient et pratiques pour l'utilisateur puisque sur chaque strip est indiqué son épaisseur et si la granulométrie est simple face (S) ou double face (F). Les IPR strips de ContacEZ rendent la réduction amélaire interproximale plus sûre et plus précise sans risque de créer des angles vifs ou de couper les lèvres et gencives. Conçus pour une utilisation avec des aligneurs transparents et d'autres systèmes orthodontiques, ces strips permettent une élimination contrôlée de l'émail en toute sécurité et confort pour le patient. Ils sont autoclavables et réutilisables.

IPR Strip System



Yellow Starter

0.07 mm
Single-Sided. Extra-Fine Diamond. Serrated
Prod No: 32108 8 pcs, 32132 32 pcs



Red Opener

0.12 mm
Double-Sided. Medium Diamond
Prod No: 32408 8 pcs, 32432 32 pcs



Blue Widener

0.15 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 32508 8 pcs, 32532 32 pcs



Green Extra-Widener

0.20 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 32608 8 pcs, 32632 32 pcs

IPR PLUS Strip System



Clear Opener

0.10 mm
Single-Sided. Med-Fine Diamond. Serrated
Prod No: 32208 8 pcs, 32232 32 pcs



Cyan Opener

0.15 mm
Single-Sided. Medium Coarse Diamond
Prod No: 32308 8 pcs, 32332 32 pcs



Purple Widener

0.25 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 32708 8 pcs, 32732 32 pcs



Brown Widener

0.30 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 32808 8 pcs, 32832 32 pcs



Mint Widener

0.35 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 36608 8 pcs, 36632 32 pcs



Aqua Widener

0.40 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 32708 8 pcs, 32732 32 pcs



Turquoise Widener

0.45 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 36808 8 pcs, 36832 32 pcs



Teal Widener

0.50 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 32908 8 pcs, 32932 32 pcs


Prod No Product Description

32008 IPR Assorted (0.07mm - 0.20mm) Small, 2 Yellow, 2 Red, 2 Dark Blue, 2 Green. 8 pcs

32024 IPR Rainbow Set (0.07mm - 0.50mm) 3 Yellow, 3 Red, 3 Blue, 3 Green, 2 Clear, 2 Cyan, 2 Purple, 2 Brown, 1 Mint, 1 Aqua, 1 Turquoise, 1 Teal. 24 pcs

Restorative Strip System

Le **ContactEZ Restorative Strip System** en trois étapes vous offre une manière simple et efficace de finaliser en bouche la pose d'une couronne dentaire : **Ajustage, Nettoyage et Polissage**. Ils sont autoclavables et réutilisables.



Prod No	Product Description
31008	ContactEZ Restorative Strip System Assorted. 8 pcs 2 Black, 1 Orange, 1 Grey, 2 White, 2 Blue
31040	ContactEZ Restorative Strip System Assorted. 40 pcs 8 Black, 8 Orange, 8 Grey, 8 White, 8 Blue
31023	ContactEZ Restorative Signature Set. 24 pcs 1 Clear LAB, 1 Cyan LAB, 3 Black, 3 Orange, 2 Grey, 3 White, 3 Blue, 2 Gold, 2 Copper, 2 Blue Narrow, 2 Pink

Ajustage



Black - Diamond Strip
Single-Sided. Fine Diamond
Prod No: 31108 8 pcs, 31132 32 pcs



Orange - Serrated Diamond Strip
Single-Sided. Extra-Fine Diamond
Double Serrated
Prod No: 31208 8 pcs, 31232 32 pcs

Nettoyage



White - Gentle Saw
Double Serrated. No Diamond
Prod No: 31408 8 pcs, 31432 32 pcs



Blue - Heavy Duty Saw
Double Serrated. No Diamond
Prod No: 31508 8 pcs, 31532 32 pcs

Polissage



Grey - Final Polishing Strip
Single-Sided. Ultra-Fine Diamond
Prod No: 31308 8 pcs, 31332 32 pcs

Subgingival Strip

Le **Subgingival Strip System** est conçu pour l'élimination aisée et en toute sécurité des surcontours et le polissage des surfaces proximales rugueuses au niveau des zones sous-gingivales difficiles d'accès. Ce système est spécialement conçu pour éliminer de manière simple les surcontours proximaux tout en évitant d'endommager la gencive et les lèvres du patient. De plus, ces strips très étroits sont idéaux pour le nettoyage des excès de ciment au niveau des espaces interproximaux des zones sous-gingivales après le scellement des couronnes. Ils sont autoclavables et réutilisables.



Prod No	Product Description
33108	ContactEZ Subgingival Strip System Assorted. 8 pcs 2 Blue, 3 Gold, 3 Copper
33124	ContactEZ Subgingival Strip System Assorted. 24 pcs 8 Blue, 8 Gold, 8 Copper



Gold, 0.09 mm
Single-Sided. Medium Diamond
Prod No: 33408 8 pcs, 33432 32 pcs



Blue, 0.07 mm
No Diamond. Double Serrated
Prod No: 33708 8 pcs, 33732 32 pcs



Copper, 0.06 mm
Single-Sided. Extra-Fine Diamond
Prod No: 33608 8 pcs, 33632 32 pcs

Hygienist Strip

Élimine les taches et nettoie les espaces interproximaux sans endommager l'émail. L'Hygienist strip est un système très précis et sûr conçu pour éliminer les colorations et la plaque des espaces interproximaux sans endommager l'émail. En acier inoxydable, non abrasifs et flexibles les strips ContactEZ permettent l'élimination des taches tenaces de café, thé, tabac et vin rouge de façon rapide, garantissant la satisfaction du patient et un gain de temps au fauteuil. Ils sont autoclavables et réutilisables.



Pink
Perforated. Stainless Steel
Prod No: 35108 8 pcs, 35132 32 pcs

35008 **ContactEZ Hygienist Removal Kit**
2 Subgingival Blue, 2 Subgingival Copper,
2 Subgingival Gold, 2 Hygienist Strips. 8 pcs

Video: ContactEZ
Au cabinet de Cecilia Ömo

