

ContacEZ Strip IPR System

Solutions pour la plupart des cas – Avec **ContacEZ Strips IPR System**, les praticiens disposent d'un système pour la réduction amélaire interproximale, facile à utiliser et adapté à la plupart des situations cliniques.

Contours naturels – Les strips en acier inoxydable de haute qualité sont flexibles pour préserver et épouser les contours naturels des dents pendant les réductions interproximales. Ils sont également suffisamment étroits pour un accès sans effort dans les cas de contacts interproximaux très serrés..

Précis – Associé aux jauges de mesure ContacEZ, ContacEZ Strips IPR System permet une réduction amélaire méthodique et précise, sans risque de couper les lèvres, les gencives ou les joues.



ContacEZ Strips IPR System est un système innovant spécialement conçu pour rendre la réduction amélaire interproximale sûre, rapide et facile. Ces strips dentaires flexibles au design ergonomique, sont confortables pour le patient et pratiques pour le praticien puisque sur chaque strip sont indiqués son épaisseur et si la granulométrie est mono-face (S) ou double-face (F). ContacEZ Strips IPR System rend la réduction amélaire interproximale plus sûre et plus précise sans risque de créer des angles vifs ou de couper les lèvres et les gencives. Conçus pour une utilisation avec des aligneurs transparents et d'autres dispositifs orthodontiques, ces strips permettent une élimination contrôlée de l'émail en toute sécurité et confort pour le patient. Ils sont autoclavables et réutilisables.

ContacEZ Strips IPR System



Yellow Starter

0.07 mm
Single-Sided. Extra-Fine Diamond. Serrated
Prod No: 32108 8 pcs, 32132 32 pcs



Blue Widener

0.15 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 32508 8 pcs, 32532 32 pcs



Red Opener

0.12 mm
Double-Sided. Medium Diamond
Prod No: 32408 8 pcs, 32432 32 pcs



Green Extra-Widener

0.20 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 32608 8 pcs, 32632 32 pcs

ContacEZ Strips IPR PLUS System



Clear Opener

0.10 mm
Single-Sided. Med-Fine Diamond. Serrated
Prod No: 32208 8 pcs, 32232 32 pcs



Cyan Opener

0.15 mm
Single-Sided. Medium Coarse Diamond
Prod No: 32308 8 pcs, 32332 32 pcs



Purple Widener

0.25 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 32708 8 pcs, 32732 32 pcs



Brown Widener

0.30 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 32808 8 pcs, 32832 32 pcs



Mint Widener

0.35 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 36608 8 pcs, 36632 32 pcs



Aqua Widener

0.40 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 36708 8 pcs, 36732 32 pcs



Turquoise Widener

0.45 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 36808 8 pcs, 36832 32 pcs




Teal Widener

0.50 mm
Double-Sided. Coarse Diamond
Prod No: 36908 8 pcs, 36932 32 pcs

Prod No	Product Description
32008	IPR Assorted (0.07mm - 0.20mm) Small, 2 Yellow, 2 Red, 2 Dark Blue, 2 Green. 8 pcs
32024	IPR Rainbow Set (0.07mm - 0.50mm) 3 Yellow, 3 Red, 3 Blue, 3 Green, 2 Clear, 2 Cyan, 2 Purple, 2 Brown, 1 Mint, 1 Aqua, 1 Turquoise, 1 Teal. 24 pcs

ContacEZ Strips Restorative System

ContacEZ Strips Restorative System vous offre une manière simple et efficace de finaliser la mise en place d'une coiffe en trois étapes : **Ajustage**, **Nettoyage** et **Polissage**. Ils sont autoclavables et réutilisables.



Prod No	Product Description
31008	ContacEZ Strip Restorative System Assorted. 8 pcs 2 Black, 1 Orange, 1 Grey, 2 White, 2 Blue
31040	ContacEZ Strip Restorative System Assorted. 40 pcs 8 Black, 8 Orange, 8 Grey, 8 White, 8 Blue
31023	ContacEZ Restorative Signature Set. 22 pcs 3 Black, 3 Orange, 2 Grey, 3 White, 3 Blue, 2 Gold, 2 Copper, 2 Blue Narrow, 2 Pink

Ajustage



Black - Diamond Strip
Single-Sided. Fine Diamond
Prod No: 31108 8 pcs, 31132 32 pcs



Orange - Serrated Diamond Strip
Single-Sided. Extra-Fine Diamond
Double Serrated
Prod No: 31208 8 pcs, 31232 32 pcs

Nettoyage



White - Gentle Saw
Double Serrated. No Diamond
Prod No: 31408 8 pcs, 31432 32 pcs



Blue - Heavy Duty Saw
Double Serrated. No Diamond
Prod No: 31508 8 pcs, 31532 32 pcs

Polissage



Grey - Final Polishing Strip
Single-Sided. Ultra-Fine Diamond
Prod No: 31308 8 pcs, 31332 32 pcs

ContacEZ Strips Subgingival System

ContacEZ Strips Subgingival System est conçu pour l'élimination aisée et en toute sécurité des surcontours et le polissage des surfaces proximales rugueuses au niveau des zones sous-gingivales difficiles d'accès. Il permet un accès facile aux zones sous-gingivales tout en évitant d'endommager la gencive et les lèvres du patient. De plus, ces strips très étroits sont idéaux pour le nettoyage des excès de ciment au niveau des espaces interproximaux des zones sous-gingivales après le scellement de coiffes. Ils sont autoclavables et réutilisables.



Prod No	Product Description
33108	ContacEZ Strip Subgingival System Assorted. 8 pcs 2 Blue, 3 Gold, 3 Copper
33124	ContacEZ Strip Subgingival System Assorted. 24 pcs 8 Blue, 8 Gold, 8 Copper

	Gold Single-Sided. Medium Diamond Prod No: 33408 8 pcs, 33432 32 pcs
	Blue No Diamond. Double Serrated Prod No: 33708 8 pcs, 33732 32 pcs
	Copper Single-Sided. Extra-Fine Diamond Prod No: 33608 8 pcs, 33632 32 pcs

ContacEZ Strips Hygienist System

Elimine les colorations et nettoie les zones de contact proximal sans endommager l'émail. ContacEZ Strips Hygienist System est un strip dentaire performant de haute précision, conçu pour l'élimination des colorations extrinsèques et de la plaque au niveau des surfaces interproximales sans endommager l'émail. Ce strip en acier inoxydable, flexible et non-abrasif, nettoie les zones de contact proximal et élimine les colorations tenaces dues au café, au thé, au tabac et au vin rouge. Rapide et sûr, pour la satisfaction des patients et un gain de temps au fauteuil. Il est autoclavable et réutilisable.



Pink
Perforated. Stainless Steel
Prod No: 35108 8 pcs, 35132 32 pcs

35008 **ContacEZ Hygienist Removal Kit**
2 Subgingival Blue, 2 Subgingival Copper,
2 Subgingival Gold, 2 Hygienist Strips. 8 pcs

Video: ContacEZ
Au cabinet de Cecilia Ömo

