

Der Luxator wahrt nicht nur die Unversehrtheit der Knochen, sondern ermöglicht auch eine Extraktion mit minimalen Beeinträchtigungen des umliegenden Gewebes.

FIXUS 1-Tray für Luxator-Instrumente

Directa Luxator Extraktionsinstrumente werden in das Fixus 1 Tray verpackt und aufbewahrt. Der Fixus ist für die Organisation, Lagerung und den Schutz der Luxator-Instrumente zwischen den Behandlungen. Er schützt sowohl den Mitarbeiter als auch das Instrument und verlängert dadurch die Lebensdauer der Luxator-Instrumente für eine sichere und hygienische Handhabung. Autoklavierbar.



Luxator® P-Serie

Innovative Extraktionsinstrumente der neuesten Generation optimal für Sondierung und präzise Trennung. Der Einsatz der Instrumente aus der P-Serie erleichtert den Start des Extraktionsprozesses und optimiert somit die Arbeitsabläufe.

Art. Nr.	Produktbeschreibung
506631	Luxator P1, gerade Klinge, dunkel-grün
506632	Luxator P2, gebogen, hell-blau
506633	Luxator P3, gegenwinkel, dunkel-blau
506634	Luxator P4, zweischneidig, lila
506635	Luxator Kit PK4, 4 pcs



Video 1: Luxator P-Serie

Eine neue Generation von Extraktions Instrumenten



Video 2: Luxator P-Serie

Verbesserte Taktilität, Sicht und Präzision



Maximale Taktilität, Sicht und Präzision. Die neue Luxator P-Serie zeichnet sich durch ein sehr benutzerfreundliches Design aus. Der schlanke Griff erhöht die Taktilität, ein wichtiges Merkmal, da diese neuen Instrumente dünner und schärfer sind als die ursprünglichen Luxator-Instrumente. Nur ein minimaler Kraftaufwand ist erforderlich, um die Alveole zu erreichen und das parodontale Ligament zu durchtrennen. Dies ermöglicht schonende Extraktionen mit minimalster Beeinträchtigung des Knochens.


Erhältlich in den beliebtesten Formen. Die Instrumente der Luxator® P-Serie sind in den vier beliebtesten Luxator-Klingenformen erhältlich: gerade, invertiert gebogen, abgewinkelt und zweischneidig. Sie können einzeln oder als Set erworben werden.



Luxator® Periotome

Die feine, konisch zulaufende Klinge ist leicht zwischen Zahn und Alveole einzubringen, durchtrennt dabei das Ligament und löst den Zahn sanft aus der Alveole, ohne sie zu beschädigen.

1. Ergonomisches Design
2. Atraumatische Extraktion
3. Maximale Taktilität
4. Große Auswahl an Größen und Formen*
5. Hergestellt aus rostfreiem Stahl oder titanbeschichtet**
6. Autoklavierbar, Fixus 1 Tray enthalten



Luxator Periotome	Luxator Periotome Kurz*	Luxator Periotome Titanium**	Produktbeschreibung
L2S/ 506352	S2S / 506358	L2S TIN /506434	2 mm, gerade Klinge, dunkel-grün
L3C/ 506341	S3C/ 506359		3 mm, gebogene Klinge, schwarz
L3S/ 506340	S3S/ 506360	L3S TIN/ 506433	3 mm, gerade Klinge, grau
L3CA/ 506353	S3CA /506361		3 mm, gegenwinkel, dunkel-blau
L3IC/ 506354			3 mm, invertiert gebogen, hell-blau
L5C/ 506343			5 mm, gebogene Klinge, braun
L5S/ 506342	S5S/ 506362		5 mm, gerade Klinge, beige
		506436 L3ATIN	3 mm, titanium abgewinkelte Klinge, lila



Anwendungen

Apical und Interproximal
Allgemeine Nutzung
Interproximal
Lingual, Distal oder Molar
Allgemein, Lingual oder Distal
Große Molaren, Allgemein
Interproximal
Molar




Video:
How to use (EN) Luxators Periotome,
Luxator P-Series & Luxator Forte



Luxator® Dual Edge

Innovative zweischneidige Spitze

Durch präzises Einsetzen der gestuften Klinge minimieren Sie effektiv das Risiko des Abrutschens. Besonders empfehlenswert bei tiefen Frakturen und kariösen Wurzeln. Verfügbar in 2 verschiedenen Klingen-Größen.
Autoklavierbares Fixus 1 Tray im Lieferumfang enthalten.



Art. Nr.	Produktbeschreibung
506356	Luxator Dual Edge DE3, 3/1.5 mm, zweischneidig, grau
506357	Luxator Dual Edge DE5, 5/3 mm, zweischneidig, braun
506435	Luxator Dual Edge DE3TIN, 3/1.5 mm, zweischneidig, grau



Luxator® Forte Elevator

Für eine kontrollierte und sichere Zahnextraktion

Ergonomischer Griff mit stabiler Spitze und Ecken, die das Anheben von Wurzeln mit weniger Risiko einer Beschädigung des Instruments gewährleistet. Die abgerundete Spitze greift auf Dentin oder Wurzelzement für eine kontrollierte und sichere Zahnextraktion.
Erhältlich mit 4 verschiedenen Klingenspitzen.

Autoklavierbares Fixus 1 Tray im Lieferumfang enthalten.

Art. Nr.	Produktbeschreibung
506370	Luxator Forte F25, 2.5 mm, gerade Klinge, grün
506371	Luxator Forte F32, 3.25 mm, gerade Klinge, grau
506373	Luxator Forte F32C, 3.25 mm, gebogene Klinge, blau
506372	Luxator Forte F40, 4 mm, gerade Klinge, hell-braun

