

Con el Luxator® se preserva la integridad ósea y el tejido circundante, reduciendo el traumatismo de la exodoncia.

FIXUS 1, para guardar el Luxator

Los Luxators de Directa son entregados con un Fixus. El Fixus esta diseñado para organizar, guardar, y proteger el instrumento entre cada tratamiento permitiendo un manejo seguro e higiénico. Prolonga la vida de los instrumentos. Autoclavable.



Luxator® P-Serie

Una nueva generación de instrumentos para la extracción

Ideal para sondar y separar. Iniciar el proceso de extracción con un Luxator P Series facilitara su trabajo.

Prod No	Product Description
506631	Luxator P1, straight blade, dark green
506632	Luxator P2, curved, light blue
506633	Luxator P3, contra angle, dark blue
506634	Luxator P4, dual edge, lilac
506635	Luxator Kit PK4, 4pcs



Video 1: Luxator P-Serie

Una nueva generación de instrumentos



Video 2: Luxator P-Serie

Máxima tactilidad, visibilidad y precisión



Máxima tactilidad, visibilidad y precisión. El nuevo Luxator P-Series tiene un diseño muy ergonómico. Su empuñadura ofrece mayor tactilidad, una característica esencial puesto que estos nuevos instrumentos son más finos y más cortantes que los Luxator originales. Se requiere un esfuerzo mínimo para que el instrumento alcance el alveolo, seccione el ligamento periodontal con un mínimo de pérdida ósea, reduciendo así el traumatismo de la exodoncia.

Disponible en las formas mas utilizadas. 4 formas de hojas diferentes : recta, curva invertida, contra Angulo y Dual Edge. Los Luxator P-Series pueden comprarse por unidad o kit.



Luxator® Periotome

La hoja ligeramente cónica comprime el hueso alveolar, secciona la membrana y separa suavemente el diente de su alveolo reduciendo las lesiones.

1. Diseño ergonómico
2. Exodoncia atraumática
3. Máxima tactilidad
4. Gran variedad de formas y tallas*
5. De acero inoxidable o con revestimiento de nitruro de Titanio**
6. Fixus autoclavable incluido



Luxator Periotome	Luxator Periotome Short*	Luxator Periotome Titanium**	Product Description
L2S/ 506352	S2S / 506358	L2S TIN /506434	2 mm, straight blade, dark green
L3C/ 506341	S3C/506359		3 mm, curved blade, black
L3S/ 506340	S3S/ 506360	L3S TIN /506433	3 mm, straight blade, grey
L3CA/ 506353	S3CA /506361		3 mm, contra angle, dark blue
L3IC/ 506354			3 mm, inverted curved, light blue
L5C/ 506343			5 mm, curved blade, brown
L5S/ 506342	S5S/ 506362		5 mm, straight blade, tan
		506436 L3A TIN	3mm, titanium angled blade, lilac



Use

Apical/ and or interproximal
General use
Interproximal
Lingual and or Distal / Molar
General, Lingual and or Distal
Large molar roots, general use
Interproximal
Molar




Video:
How to use Luxators Periotome,
Luxator Forte & Luxator P-Series

Luxator® Dual Edge

Punta para sondar y luxar

Ideal para dientes fracturados y cariados. La doble punta ofrece mayor seguridad de inserción. Disponible en 2 tallas.

Fixus autoclavable incluido.



Prod No	Product Description
506356	Luxator Dual Edge DE3, 3/1.5 mm, dual edge, grey
506357	Luxator Dual Edge DE5, 5/3 mm, dual edge, brown
506435	Luxator Dual Edge DE3 TIN, 3/1.5 mm, dual edge, grey




Luxator® Forte Elevator

Para elevar el diente de manera controlada y segura

Con un mango ergonómico y una punta extra fuerte que permiten elevar el diente sin estropear el instrumento. El diseño de su hoja biselada engancha la dentina o la raíz cementada para controlar y elevar el diente de manera segura. Disponible en 4 formas.

Fixus autoclavable incluido.

Prod No	Product Description
506370	Luxator Forte F25, 2.5 mm, straight blade, green
506371	Luxator Forte F32, 3.25 mm, straight blade, grey
506373	Luxator Forte F32C, 3.25 mm, curved blade, blue
506372	Luxator Forte F40, 4 mm, straight blade, light brown



Para más información contacta

Anne Graf Cache, Area Sales Manager, España, Francia, Belgica, Portugal.
Por mail anne.graf.cache@directadental.com o por whatsapp 00 33 7 67 30 71 38