

Avec les Luxators l'intégrité osseuse et la crête alvéolaire sont préservées et l'extraction est réalisée avec un minimum de dommage tissulaire.

FIXUS 1

Les Luxators sont livrés dans un Fixus 1. Le Luxator est ainsi rangé et protégé entre les traitements. Il rallonge aussi la durée de vie de l'instrument. Il permet une manipulation dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Autoclavable.



Luxator® P-Serie

P pour Pen. Idéal pour sonder et séparer

Commencer l'extraction avec un Luxator P-Series facilite considérablement le processus.

Prod No	Product Description
506631	Luxator P1, straight blade, dark green
506632	Luxator P2, curved, light blue
506633	Luxator P3, contra angle, dark blue
506634	Luxator P4, dual edge, lilac
506635	Luxator Kit PK4, 4pcs



Video 1: Luxator P-Series

Une nouvelle génération d'instruments pour les extractions



Video 2: Luxator P-Series

Préhension, visibilité et précision



Visibilité, Précision et Tactilité maximales. Les Luxators P Series sont agréables à utiliser. Conçus pour une prise en main facile, afin d'assurer une préhension, une visibilité et un contrôle optimaux. L'instrument est plus fin et coupant donc moins d'effort est requis. Le ligament parodontal est sectionné et l'alvéole est atteinte en préservant l'intégrité osseuse et la crête alvéolaire.

Disponible dans les formes les plus utilisées. Lames droites, courbée, contreangle ou dual edge. Ils peuvent être achetés à l'unité ou par kit. Il ne doit pas être aiguisé.




Directa AB est le fabricant par définition du MDR2017/745. Produits mentionnés de classe I.

Luxator® est une marque déposée propriété de Directa.

Luxator® Periotome

La fine lame conique comprime l'os alvéolaire, sectionne le ligament parodontal et la dent est avulsée.

1. Manche ergonomique
2. Extraction atraumatique
3. Tactilité maximale
4. Variété de forme et tailles *
5. En acier inoxydable ou revêtement nitrure de titane **
6. Autoclavable, livré dans un Fixus.



Luxator Periotome	Luxator Periotome Short*	Luxator Periotome Titanium**	Product Description	Indication
L1S/ 506355				Apical/Interproximal Generale Interproximal Linguale/Distal Molaires Generale, Linguale, Distal Generale, Molaires Interproximal Molaires
L2S/ 506352	S2S / 506358	L2S TIN/ 506434	2 mm, straight blade, dark green	
L3C/ 506341	S3C/ 506359		3 mm, curved blade, black	
L3S/ 506340	S3S/ 506360	L3S TIN/ 506433	3 mm, straight blade, grey	
L3CA/ 506353	S3CA/ 506361		3 mm, contra angle, dark blue	
L3IC/ 506354			3 mm, inverted curved, light blue	
L5C/ 506343			5 mm, curved blade, brown	
L5S/ 506342	S5S/ 506362		5 mm, straight blade, tan	
		506436 L3A TIN	3 mm, titanium angled blade, lilac	



Video:
Comment utiliser les Luxators
Periotome, Luxator P-Series &
Luxator Forte

Luxator® Dual Edge

Pointe à double usage pour sonder et luxer

1. Idéal pour dents fracturées et racines cariées
2. Lame à double usage : fonction periotome et luxation combinés
3. La lame permet une insertion par pallier plus sûre et qui réduit le risque de glissement.
4. Autoclavable, livré dans un Fixus.



Prod No	Product Description
506356	Luxator Dual Edge DE3, 3/1.5 mm, dual edge, grey
506357	Luxator Dual Edge DE5, 5/3 mm, dual edge, brown
506435	Luxator Dual Edge DE3 TIN, 3/1.5 mm, dual edge, grey





Luxator® Forte Elevator

S'utilise comme un élévateur

Ergonomique et résistant. FORTE est un complément de gamme. Pointe extra résistante, unique et biseautée qui accroche la dentine ou le ciment de la racine pour contrôler et élever la dent en toute sécurité. Disponible en 4 formes de lame.

Prod No	Product Description
506370	Luxator Forte F25, 2.5 mm, straight blade, green
506371	Luxator Forte F32, 3.25 mm, straight blade, grey
506373	Luxator Forte F32C, 3.25 mm, curved blade, blue
506372	Luxator Forte F40, 4 mm, straight blade, light brown



Distribués par les principaux distributeurs. Pour de plus amples informations merci de contacter

Anne Graf Cache, Area Sales Manager, Belgium, France, Spain, Portugal anne.graf.cache@directadental.com www.directadental.com