

ProphyCare® HAp

ProphyCare HAp es una pasta profiláctica de un solo paso, sin flúor ni parabenos, que elimina eficazmente las manchas a la vez que ayuda a reducir la hipersensibilidad.

**sin flúor y
sin parabenos**



Ligera y cremosa

Ligera y cremosa La pasta tiene un suave sabor a menta y una textura ligera y cremosa. No salpica, se enjuaga fácilmente.



Tratamientos de un solo paso

Tratamiento de un solo paso. Con la misma pasta se empieza quitando las tinciones y manchas para acabar con un suave pulido final.




Remineralización

Los estudios* muestran que los productos que contienen hidroxiapatita tienen mejores propiedades remineralizantes que los productos tradicionales con flúor.


*Enamel and dentine remineralization by nano-hydroxyapatite toothpastes, JOD, Volume 39, Issue 6, June 2011, Pages 430-437, study by Peter Tshoppe, Daniela L.Zandim, Peter Martus, Andrej M.Kielbassa

Insensibilización

ProphyCare HAp contiene hidroxiapatita que bloquea eficazmente los túbulos dentinarios abiertos en una superficie dentinaria expuesta. El resultado es una barrera que proporciona a los pacientes un alivio instantáneo de la hipersensibilidad. (Aumento 5KX. Datos de archivo.)



Superficie de dentina sin tratar



Superficie dentinaria después del pulido con ProphyCare HAp



Para más información visita www.directadental.com o escanea el código QR con tu teléfono móvil

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros:
Anne Graf Cache Area Sales Manager, Belgium, France, Spain, Portugal
tel. +33 7 67 30 71 38 | anne.graf.cache@directadental.com

**“Contiene hidroxiapatita
que contribuye a aliviar la
hipersensibilidad”**

DIRECTA

ProphyCare® Azul 250
Grueso



ProphyCare® Blue 250
Art: 731113 tube, 60ml
Art: 690123 single dose, 144 x 2g

**“Para eliminar las
tinciones muy resistentes
y la placa espesa”**

ProphyCare® Verde 170
Medio



ProphyCare® Green 170
Art: 731114 tube, 60ml
Art: 690122 single dose, 144 x 2g

**“Menos abrasivo
pero muy eficaz”**

ProphyCare® Rojo 120
Fino



ProphyCare® Red 120
Art: 731112 tube, 60ml
Art: 690121 single dose, 144 x 2g

**“Eliminación de las tinciones
flojas y placa poco espesa”**

ProphyCare® Amarillo 40
Muy fino



ProphyCare® Yellow 40
Art: 731111 tube, 60ml
Art: 690120 single dose, 144 x 2g

“Ideal para pulir”

ProphyCare® Sin parabenos



**ProphyCare® Blue 250
Paraben free**
Art: 731116 tube, 60ml
Art: 690103 single dose, 144 x 2g



**ProphyCare® Green 170
Paraben free**
Art: 731119 tube, 60ml
Art: 690102 single dose, 144 x 2g



**ProphyCare® Red 120
Paraben free**
Art: 731115 tube, 60ml
Art: 690101 single dose, 144 x 2g



**ProphyCare® Yellow 40
Paraben free**
Art: 731118 tube, 60ml
Art: 690100 single dose, 144 x 2g

ProphyCare® PRO

ProphyCare® PRO

Pasta profiláctica de un solo paso

**“Variación de abrasión
integrada, que combina
eliminación de placa y pulido”**

**ProphyCare® PRO
Lilac Universal**
Art: 741111 tube, 60ml
Art: 690125 single dose, 144 x 2g



ProphyCare® HAp

ProphyCare® HAp

Pasta profiláctica de un solo paso

**“Contiene hidroxiapatita
que contribuye a aliviar
la hipersensibilidad”**

ProphyCare® HAp
Art: 731117 tube, 60g
Art: 690108 single dose, 144 x 2g

