

FenderWedge®, FenderMate® Prime and FenderMate® D-Coat Pour des préparations de Classe II. Rapides, sûres et prédictibles.

FenderMate® D-Coat

Est une matrice pour les restaurations composite de classe II

La matrice précurvée comprend un point de contact et est rattachée à un coin interdentaire spécialement conçu pour préserver l'ajustement cervical et éviter les débordements. Elle est idéale pour les cavités de petites et moyennes tailles. Les quatre couleurs facilitent la distinction entre gauche et droite (vert/bleu) et la taille du coin, clair étroit, foncé normal.

Matrice et coin d'un seul tenant sans anneau

Pour un placement plus facile et sûr.

Débordements évités

La conception de la matrice permet de maintenir la séparation proximale et assure des adaptations cervicales améliorées.

Le revêtement sombre et mat

créé un contraste avec la couleur du composite et réduit la réflexion lumineuse.

Le revêtement anti-adhésif

facilite le retrait de la matrice après la photopolymérisation



DIRECTA AB est le fabricant par définition du MDR 2017/745. Produits mentionnés de classe I.

Prod No	Product Description
602994	FenderMate D-Coat Assortment, 4x18 pcs
602990	FenderMate D-Coat, left regular, green, 18 pcs
602991	FenderMate D-Coat, left narrow, light green, 18 pcs
602992	FenderMate D-Coat, right regular, blue, 18 pcs
602993	FenderMate D-Coat, right narrow, light blue, 18 pcs




Video: FenderMate D-Coat
Dites adieu aux anneaux de matrices!



DIRECTA FenderWedge®

Protection preparation Classe II

Fender Wedge® protège la dent adjacente et la gencive pendant les préparations de Classe II. C'est la combinaison d'un coin en plastique et d'une protection en acier. L'insertion de la matrice est facilitée.



Prod No	Product Description
602750	FenderWedge Assortment, 4x36 pcs
602751	FenderWedge Small, orange, 36 pcs
602752	FenderWedge Medium, green, 36 pcs

Prod No	Product Description
602753	FenderWedge Large, yellow, 36 pcs
602754	FenderWedge X-small, lilac, 36 pcs
602679	FenderWedge & FenderMate Intro-Kit*, 8 & 20 pcs

*The Intro-Kit contains: FenderWedge x-small 3 pcs, small 3 pcs, medium 1 pc, large 1 pc. FenderMate, left narrow 8 pcs, left regular 2 pcs, right narrow 8 pcs, right regular 2 pcs.

Protège la dent adjacente

La protection d'acier évite de toucher la dent adjacente pendant la préparation.

Préparation plus rapide

Le praticien travaille plus rapidement sans endommager les tissus gingivaux.

Pré séparation

Le placement ultérieur de la matrice est facilité.

Protège la gencive


Évite les saignements.

DIRECTA FenderMate®

FenderMate® Prime

Protection et matrice pour les dents temporaires

C'est la combinaison d'un coin en plastique et d'une protection en acier à insérer dans l'espace interproximal. Son extrémité en forme bateau permet de condenser la gencive sans l'abimer. Disponibles en 2 tailles, court et long. FenderMate® Prime jaune est court et rigide pour les espaces interproximaux très serrés. FenderMate® Prime vert est plus long et peut être courbé pour s'adapter au contour de la dent avant obturation.



Prod No	Product Description
602815	FenderMate Prime Assortment, 2x18 pcs
602816	FenderMate Prime Short, neon yellow, 18 pcs
602817	FenderMate Prime Long, neon green, 18 pcs

Design adapté aux dents de lait

Taille adéquate.

Insertion facilitée

Pour un traitement rapide sûr et prédictible.

Peut être courbé

S'adapte à l'anatomie de la dent.

Matrice et coin d'un seul tenant

S'utilise pour protéger la dent adjacente et comme matrice de Classe II.

Para mas información contacta

Anne Graf Cache, Area Sales Manager, Belgium, France, Spain, Portugal anne.graf.cache@directadental.com www.directadental.com