


DIRECTA **Sendoline®**



Material zur Reparatur
von Wurzelkanälen

Einfach | Schnell | Langlebig

SendoCem MTA

SendoSem MTA ist ein gebrauchsfertiger, vorgemischter biokeramischer Zement auf Kalzium-Silikat-Basis, der für verschiedene Behandlungen der vitalen Pulpa entwickelt wurde. Er absorbiert Feuchtigkeit aus der Umgebung, um die Hydratationsreaktion (=Wasseraufnahme-Reaktion) einzuleiten, so dass er aushärten kann, ohne dass Pulver und Flüssigkeit gemischt werden müssen.

SendoCem MTA bietet eine hervorragende Biokompatibilität, Bioaktivität und Dichtungseigenschaften sowie eine antibakterielle Wirkung, was ihn zur idealen Wahl für Behandlungen der vitalen Pulpa macht.

Seine starke Versiegelungsfähigkeit ist auf seine bioaktive Natur zurückzuführen, die Calciumionen freisetzt und die Bildung einer Apatitschicht fördert, wenn sie phosphathaltigen physiologischen Flüssigkeiten ausgesetzt wird.



VORGEMISCHTE SPRITZE

- Sofort einsatzbereit
- Kein Mischen erforderlich, immer ein gleichbleibendes Ergebnis
- Einfache und direkte Applikation mit einer Kanüle, die bis in tiefe, enge Bereiche reicht


SCHNELLE ABBINDEZEIT

- 3-5 Minuten

HERVORRAGENDE PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

- Hohe Druckfestigkeit*
- Geringe Löslichkeit**
- Hohe Röntgenopazität
- Hohe Verfärbungsbeständigkeit, enthält kein Wismutoxid

INDIKATIONEN



REF	Produktbezeichnung
300002	SendoCem MTA (1x Spritze 2g, 20x Applikationstips 22G, 5x Spitzenkappen)

*Evaluation of Setting Time, Solubility, and Compressive Strength of Four Calcium Silicate-Based Cements. Yuji Jang, Yujin Kim, Junghwan Lee, Jongsoo Kim, Joonhaeng Lee, Mi Ran Han, Jongbin Kim, Jisun Shin. JKAPD. 2023.50.2.217 | **pH, Ion Release Capability, and Solubility Value of Premixed Mineral Trioxide Aggregates Seolah Back, Yuji Jan, Junghwan Lee, Joonhaeng Lee, Jinsun Shin, Jongbin Kim, Miran Han, Jongsoo Kim JKAPD.2022.49.4.379

MARUCHI
101, Donghwagongdanro,
Munmak-eup,
Wonju-si, Gangwon-do
26365, Republic of Korea

DIRECTA AB
Finvids väg 8
194 47 Upplands Väsby,
SWEDEN
+46 8 506 505 75
www.directadental.com

DIRECTA Deutschland / Österreich / Schweiz
Alexander Haid +49 171 8187933
alexander.haid@directadental.com
Wolfgang Hirsch +49 171 5308153
wolfgang.hirsch@directadental.com

DirectaAB
 directadental
 directadental

DIRECTA

The content of this leaflet, including layout and images, is protected by copyright. ©2025 Directa AB. All rights reserved.