

EINFACHER - BESSER - SCHNELLER




Dank TrollFoil keine Unsicherheiten bei okklusalen Anpassungen mehr

TrollFoil kann in unterschiedlichsten klinischen Situationen eingesetzt werden, z. B. bei feuchten oder trockenen Zahnoberflächen, eingeschränkter Mundöffnung, eingeschränktem vestibulärem Raum, Würgereflex sowie metallischen und nicht-metallischen Restaurationen.

Sie können okklusale Kontakte für beide Bögen in einem ganzen Quadranten überprüfen. Die doppelseitige Folie ist nur 8 Mikrometer dick. Mit ihr lassen sich problemlos feuchte oder trockene Oberflächen sowie hochglanzpolierte Oberflächen wie Goldguss oder BruxZir markieren.

Keine Pinzette erforderlich
Die Folie ist in einem stabilen
Kunststoffrahmen vormontiert.

Keine Farbe an den Fingern
Die Folie ist auf beiden
Seiten am Griff abgedeckt.




Ultradünne Folie
Die Folie ist nur 8 Mikron dick
und beidseitig eingefärbt.
Erhältlich in blau oder rot.

Schutzstreifen
Vor Verwendung leicht
zu entfernen.

Bei der Verwendung von TrollFoil ist keine Zange erforderlich, da TrollFoil in einem stabilen Kunststoffrahmen, der die Folie gestreckt und gerade hält, vormontiert ist. Auf diese Weise können Sie die Folie mit Ihren Fingern halten ohne dass die Folie darauf abfärbt.

Die doppelseitige Folie ist auf beiden Seiten mit einem Schutzstreifen versehen, den Sie vor Gebrauch leicht entfernen können.



Video: TrollFoil
"Ich habe TrollFoil in den letzten 10 Jahren verwendet..." - Folke Ullberg



Video: TrollFoil
Die einzige Artikulationsfolie, die Sie je brauchen werden!

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem QR-Reader auf Ihrem Mobiltelefon, um die Videos anzusehen.



TrollFoil Mini -
für ein oder zwei
Zähne

Art. -Nr.

12000402 TrollFoil Mini, 100 pcs



TrollFoil 4.5 - ultradünn,
nur 4.5 Mikron

Art. -Nr.

12000145 TrollFoil 4.5, 80 pcs



TrollFoil - superdünn,
nur 8 Mikron

Art. -Nr.

12000501 TrollFoil - blue, 500 pcs
12000600 TrollFoil - red, 500 pcs
12000101 TrollFoil - blue, 100 pcs
12000700 TrollFoil - red, 100 pcs



Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter
www.directadental.com oder scannen Sie den
QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon

DIRECTA