

MÁS SENCILLO, PREDECIBLE Y RÁPIDO




TrollFoil elimina las conjeturas de los ajustes oclusales

TrollFoil se puede utilizar en una amplia variedad de situaciones clínicas, como dientes húmedos o secos, apertura limitada, espacio vestibular limitado, pacientes con reflejo de arcada y restauraciones de cualquier material. Se pueden verificar los contactos oclusales de ambas arcadas. El papel de doble cara puede marcar superficies húmedas, secas o muy pulidas, como el dióxido de zirconio o el e.max. No se necesitan pinzas: el papel viene pre montado en una estructura rígida que permite sostener el papel con los dedos sin que se manchen los guantes. Las investigaciones demuestran que cuanto más fino es el papel de articular más precisas son las marcas de oclusión obtenidas. El papel de articular grueso genera un área de contacto mayor y menos uniforme que el área oclusal marcada con un papel de articular fino, razón por la que TrollFoil mide tan solo 8 micras.

No se necesitan pinzas
El papel viene pre montado en
una estructura semi rígida.

Los dedos no se manchan
El papel está protegido
donde lo sujeta.




Tira protectora
Fácil de quitar.

Papel ultrafino
El espesor del papel es de
8 micras. Tinta en ambas
caras. Tinta azul o roja.



El TrollFoil se utiliza sin pinzas ya que está premontado en un marco semi rígido que mantiene la hoja de articular estirada y recta. Cuando se sujeta los dedos no se manchan. La hoja con tinta en ambas caras esta protegida con una tira que retira fácilmente antes de su uso.

La hoja con tinta en ambas caras esta protegida con una tira que retira fácilmente antes de su uso.



Video: TrollFoil
¿Por qué son tan buenos estos papeles de articular suecos?



Video: TrollFoil
El único papel de articular que necesitará!

Escanee el código QR con el lector QR de su teléfono móvil para ver los vídeos.



TrollFoil Mini - para uno o dos dientes

Art.

12000402 TrollFoil Mini, 100 uds



TrollFoil 4.5 - ultrafino, solo 4,5 micras

Art.

12000145 TrollFoil 4.5, 80 uds



TrollFoil - superfino, solo 8 micras

Art.

12000501 TrollFoil - blue, 500 uds
12000600 TrollFoil - red, 500 uds
12000101 TrollFoil - blue, 100 uds
12000700 TrollFoil - red, 100 uds



Para más información, visite www.directadental.com o escanee el código QR con el lector QR de su teléfono móvil

Para más información, póngase en contacto con su representante de ventas local o con Directa: Anne Graf Cache Area Sales Manager por whatsapp 00 33 7 67 30 71 38 o por mail anne.graf.cache@directadental.com

DIRECTA