

PLUS FACILE - PLUS FIABLE - PLUS RAPIDE




TrollFoil rend les ajustements occlusaux moins aléatoires

Troll Foil peut être utilisé dans une grande variété de situations cliniques, y compris sur des dents humides, des ouvertures limitées, un espace vestibulaire limité ou chez des patients sujets au réflexe pharyngé. TrollFoil double face est donc performant sur les restaurations de tout matériau, y compris les surfaces ultrapolies, comme la zircone ou l'e.max. Vous pouvez ainsi vérifier les contacts occlusaux des deux arcades à tout un quadrant.

Plus le papier à articuler est mince, plus les marques que vous obtenez sont précises, raison pour laquelle TrollFoil a une épaisseur maximale de 8 microns et qu'il est maintenant disponible dans une nouvelle version de 4,5 microns – le film le plus mince qui soit. Il s'avère particulièrement utile lors de la vérification de l'occlusion sur des implants qui ont une surface très lisse et brillante.

Pas besoin de pince
Le film est pré-monté
sur un support plastique
rigide.

Fini l'encre sur vos doigts
Le film est protégé là où
vous le tenez.



Bande protectrice.
Facile à enlever
avant l'utilisation.


Film super fin.
L'épaisseur du film est de
8 microns. Le film est encré
sur les 2 faces. Disponible
en bleu ou rouge.

A regarder absolument



Lorsque vous utilisez un TrollFoil, l'usage de pinces est inutile car le film est pré-monté sur un support rigide qui le maintient tendu et à plat. Le film double face est protégé par une bande que vous enlevez avant utilisation.

Le film double face est protégé par une bande que vous enlevez avant utilisation.



Video: TrollFoil 
*Qu'est-ce qui rend supérieur
le film à articuler suédois?*



Video: TrollFoil 
*Le seul film à articuler dont vous
aurez toujours besoin*

Scannez le code QR avec votre lecteur QR sur votre Mobile pour regarder les vidéos.



TrollFoil Mini - pour
une ou deux dents

RÉF

12000402 TrollFoil Mini, 100 unités



TrollFoil 4.5 - ultra fin,
seulement 4,5 microns

RÉF

12000145 TrollFoil 4.5, 80 unités



TrollFoil - ultrafin,
seulement 8 micron

RÉF

12000501 TrollFoil - blue, 500 unités
12000600 TrollFoil - red, 500 unités
12000101 TrollFoil - blue, 100 unités
12000700 TrollFoil - red, 100 unités



Pour plus d'informations,
consultez le site www.directadental.com
ou scannez le QR-Code.

Pour toute information complémentaire merci contacter:
Anne Graf Cache Area Sales Manager: Belgium, France, Spain,
Portugal au 07 67 30 71 38 | anne.graf.cache@directadental.com

DIRECTA