


Technical Aspects



Size S - Upper	mesial - distal A (mm)	vestibular - oral B (mm)	incisal - cervical C (mm)
E & F / 51 & 61	5,7	5,0	4,9
D & G / 52 & 62	5,1	4,5	4,1
C & H / 53 & 63	7,0	6,5	5,0
B & I / 54 & 64	7,1	8,2	3,8
A & J / 55 & 65	9,3	9,1	3,9

Size S - Lower	mesial - distal A (mm)	vestibular - oral B (mm)	incisal - cervical C (mm)
P & O / 81 & 71	4,7	4,2	3,8
Q & N / 82 & 72	4,8	4,5	4,2
R & M / 83 & 73	6,3	6,0	4,6
S & L / 84 & 74	8,3	6,6	4,3
T & K / 85 & 75	9,8	8,4	4,2

Size M - Upper	mesial - distal A (mm)	vestibular - oral B (mm)	incisal - cervical C (mm)
E & F / 51 & 61	6,4	5,6	5,4
D & G / 52 & 62	5,7	5,0	4,6
C & H / 53 & 63	7,7	7,4	5,5
B & I / 54 & 64	7,9	9,0	4,3
A & J / 55 & 65	10,3	10,1	4,4

Size M - Lower	mesial - distal A (mm)	vestibular - oral B (mm)	incisal - cervical C (mm)
P & O / 81 & 71	5,2	4,7	4,2
Q & N / 82 & 72	5,3	5,0	4,6
R & M / 83 & 73	7,0	6,5	5,0
S & L / 84 & 74	9,2	7,3	4,3
T & K / 85 & 75	10,8	9,4	4,5

Size L - Upper	mesial - distal A (mm)	vestibular - oral B (mm)	incisal - cervical C (mm)
E & F / 51 & 61	7,0	6,1	6,1
D & G / 52 & 62	6,3	5,5	5,0
C & H / 53 & 63	8,6	8,2	6,1
B & I / 54 & 64	8,7	9,9	4,8
A & J / 55 & 65	11,4	11,1	4,9

Size L - Lower	mesial - distal A (mm)	vestibular - oral B (mm)	incisal - cervical C (mm)
P & O / 81 & 71	5,7	5,2	4,6
Q & N / 82 & 72	5,8	5,5	5,1
R & M / 83 & 73	7,7	7,2	5,6
S & L / 84 & 74	10,3	8,1	5,3
T & K / 85 & 75	11,9	10,3	5,1

Size XL - Upper	mesial - distal A (mm)	vestibular - oral B (mm)	incisal - cervical C (mm)
E & F / 51 & 61	7,7	6,7	6,7
D & G / 52 & 62	6,9	6,1	5,5
C & H / 53 & 63	9,5	9,0	6,7
B & I / 54 & 64	9,6	10,9	5,3
A & J / 55 & 65	12,5	12,2	5,4

Size XL - Lower	mesial - distal A (mm)	vestibular - oral B (mm)	incisal - cervical C (mm)
P & O / 81 & 71	6,3	5,7	5,1
Q & N / 82 & 72	6,4	6,1	5,6
R & M / 83 & 73	8,5	7,9	6,2
S & L / 84 & 74	11,3	8,9	5,8
T & K / 85 & 75	13,1	11,3	5,6