

DIRECTA PrepSure

PrepSure ist ein Set aus drei innovativen Instrumenten zur Kronenpräparation, mit denen Sie den Abtrag am Zahn kontrollieren und validieren können, um eine optimale okklusale Passung zu erzielen. Mit drei speziellen Messinstrumenten hebt PrepSure Ihre Kronenpräparationen auf ein neues Level und sorgt jedes Mal für höchste Präzision, Sicherheit und Effizienz.



Diese Instrumente sind für die Verbesserung der Präzision und Effizienz der Kronenpräparation unerlässlich.

- Macht Schluss mit Spekulationen.
- Verhindert eine zu große oder zu geringe Reduktion der Zahnschubstanz.
- Vermeidet eine zweite Abformung oder digitalen Scan.
- Löst bekannte Probleme bei der Kronenpräparation.
- Eine optimale Ergänzung für Ihren digitalen Workflow.
- Autoklavierbar.

Erzielen Sie eine schnelle und zuverlässige Zahnpräparation mit PrepSure, einem Instrument, das eine präzise okklusale Passung für Kronen und andere prothetische Restaurationen gewährleistet.

PrepSure stellt sicher, dass jede Präparation den spezifischen Anforderungen des verwendeten Materials entspricht, wodurch Fehler minimiert und die klinischen Ergebnisse verbessert werden. PrepSure ist langlebig, präzise und unverzichtbar für moderne Kronen-Workflows. Es hilft Ihnen, eine Unter- oder Überreduktion bei allen Restaurationsmaterialien zu vermeiden.

PrepSure, Kronen Prep Guide



M. Tip überprüft den mesialen Abstand



D. Spitze bestätigt den Abstand zur distalen Hälfte

DIRECTA PrepSure




HAUPTMERKMALE


- Ermittlung und Bestätigung des für Kronen und andere prothetische Restaurationen erforderlichen Platzes für die Zahnreduktion.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Prothetik Materialien.




PrepSure 1.0 mm



PrepSure 1.5 mm



PrepSure 2.0 mm



Prod. Nr.	Produkt Beschreibung
92410	PrepSure einzel 1.0 mm grün, 1 St.
92413	PrepSure 1.0 mm grün Set, 3 St.

Prod. Nr.	Produkt Beschreibung
92415	PrepSure einzel 1.5 mm rot, 1 St.
92418	PrepSure 1.5mm rot Set, 3 St.

Prod. Nr.	Produkt Beschreibung
92420	PrepSure einzel 2.0 mm blau, 1 St.
92423	PrepSure 2.0 mm blau Set, 3 St.

Prod. Nr.	Produkt Beschreibung
92403	PrepSure Assorted Set (1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm), 3 St.



Weitere Informationen zu PrepSure erhalten Sie, indem Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon scannen oder die Website besuchen. www.directadental.com