

DIRECTA PrepSure

PrepSure est un ensemble de trois instruments innovants pour la préparation des couronnes. Ils ont été conçus pour aider à contrôler et confirmer la quantité de réduction dentaire nécessaire à l'obtention d'un dégagement occlusal parfait. Grâce aux trois instruments PrepSure la préparation des couronnes devient plus précise, fiable et efficace.


Ces instruments sont essentiels pour améliorer la précision et l'efficacité lors de la préparation des couronnes.

- Élimine toute approximation.
- Évite la sous-réduction ou la sur-réduction de la structure dentaire.
- Évite une deuxième impression ou un deuxième scan.
- Résout un problème très courant lors de la préparation des couronnes.
- Un complément idéal de votre workflow digital
- Autoclavable

PrepSure est un instrument qui garantit un dégagement occlusal précis pour les couronnes et autres restaurations rendant la préparation dentaire rapide et fiable.

PrepSure garantit que chaque préparation répond aux exigences spécifiques du matériau utilisé, minimise les erreurs et améliore les résultats cliniques. PrepSure est durable, précis et essentiel pour les flux de travail modernes et aide à éviter la sous-réduction ou la sur-réduction pour tous les matériaux de restauration.

PrepSure, Guide de préparation d'une couronne



L'embout M confirme la réduction pour la moitié Mésiale



L'embout D confirme la réduction pour la moitié Distale

DIRECTA PrepSure

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Indique et confirme l'espace de réduction dentaire requis pour les couronnes et autres restaurations prothétiques.
- Compatible avec plusieurs matériaux prothétiques



PrepSure Single 1.0 mm



Prod No

92410
92413

Product Description

PrepSure Single 1.0 mm green, 1 pc
PrepSure 1.0 mm green Set, 3 pcs



PrepSure Single 1.5 mm



Prod No

92415
92418

Product Description

PrepSure Single 1.5 mm red, 1 pc
PrepSure 1.5mm red Set, 3 pcs



PrepSure Single 2.0 mm




Prod No

92420
92423

Product Description

PrepSure Single 2.0 mm blue, 1 pc
PrepSure 2.0 mm blue Set, 3 pcs




Prod No

92403

Product Description

PrepSure Assorted Set
(1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm), 3 pcs



Scan le QR code pour plus
d'informations sur PrepSure
ou rendez-vous sur
www.directadental.com

Pour toute information complémentaire merci contacter:

Anne Graf Cache Area Sales Manager, Belgium, France, Spain, Portugal
tel. +33 (0)7 67 30 71 38 | anne.graf.cache@directadental.com